


Ventana CONFIRM PR

Progesteron-Rezeptor (Klon 1E2)




Der CONFIRM PR (1E2) ist ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper (IgG) und ist für die *in-vitro*-Diagnostik zugelassen. Der Antikörper dient zum qualitativen Nachweis des Progesteronrezeptor (PR)-Antigens in Gewebeschnitten von formalinfixiertem, paraffineingebettetem Gewebe mittels eines Ventana Färbeautomaten. Der Primärantikörper wurde bereits optimal verdünnt und kann direkt mit den Detektionssystemen *i*VIEW DAB und *ultra*VIEW DAB auf den Färbeautomaten von Ventana eingesetzt werden.

CONFIRM anti-PR (1E2) ist gegen ein Epitop gerichtet, das im menschlichen Organismus auf dem Progesteronrezeptor-Protein im Kern von PR-positiven normalen und neoplastischen Zellen vorkommt. CONFIRM anti-PR (1E2) reagiert mit den Progesteronrezeptor-Isoformen A, B und C. Der Antikörper ist als Hilfsmittel für die Behandlung, Prognosestellung und Abschätzung des Behandlungserfolgs bei Brustkrebs vorgesehen.

PRIMÄR ANTIKÖRPER

- ✓ Monoklonal, Kaninchen
- ✓ Kompatibel mit Ventana Bildanalyzesystem (VIAS)
- ✓ Für die *in-vitro*-Diagnostik (IVD)







CONFIRM PR ist Bestandteil des Ventana Biomarker Panels zur diagnostischen Untersuchung von Brustkrebskrankungen.

CONFIRM anti-PR (1E2) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper

Testtyp	Antikörper für die Immunhistochemie
Artikelnr.	790-2223 (50 Tests) 05277990001 790-4296 (250 Tests) 05278392001
Klon	1E2
Menge	5 ml Spender (50 Tests) 25 ml Spender (250 Tests)
Lagerung	2–8 °C
Inkubationszeit	16-32 Minuten in Färbeautomaten vom Typ NEXES oder BENCHMARK <i>Serie</i>
Zulassungsstatus	IVD

Artikelnummern von Ventana in schwarz, [Artikelnummern von Roche in blau](#)



Ventana Medical Systems, S.A.
a member of the Roche Group
Parc d'Innovation - BP 30144
67404 Illkirch CEDEX
France
+(33) 3 90 40 52 00

Roche Diagnostics AG
Forrenstrasse
6343 Rotkreuz (ZG)
Switzerland
Tel. +41 (0) 41 7992244

Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3
1211 Wien
Austria
Tel. +43 (0) 1 277870



Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

www.ventanamed.com

© 2010 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

VENTANA, CONFIRM und NEXES
sind Marken von Roche.

E479 0708B DE

06533477001 © 0910 - X.X YZ